

ポリビニリデンフルオライド 合成非吸収性縫合糸

# ASFLEX

アスフレックス

販売名：PVDF 縫合糸 -K

高度管理医療機器 クラスⅢ

承認番号：21300BZZ00389000

色：青、クリア

号数：USP1～10-0














丸針 TAPER POINT












針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.									
				8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0			
<b>P 弱弯 3/8 Circle</b>													
P-6mm	両端	青	45cm	AP5D8	AP5A7								
			1本×30袋										
P-7mm	両端	青	45cm	AP5G8 AP5G8T★									
			60cm	AP5H8									
			2本×10袋	25cm	AP608S2								
				45cm	AP528S2	AP507S2							
				60cm	AP538S2	AP517S2							
			4本×10袋	45cm	AP528S								
P-8mm	両端	青	45cm	AP5K8	AP5G7								
			60cm	AP5L8	AP5H7								
			75cm	AP5M8	AP5J7								
			2本×10袋	45cm	AP548S2	AP527S2							
				60cm	AP558S2	AP537S2							
			4本×10袋	45cm		AP527S							
				75cm		AP727S							
			P-9mm	両端	青	45cm	AP5N8	AP5K7 AP5K7T★	AP506				
						60cm		AP5L7 AP5L7T★	AP516 AP516T★	AP645			
						75cm	AP5Q8	AP5M7	AP526				
2本×10袋	60cm	AP618S2				AP557S2							
	75cm					AP567S2							
4本×10袋	45cm					AP547S AP547ST★	AP506S						
	60cm					AP557S AP557ST★							
	75cm					AP567S							
P-10mm	両端	青	45cm		AP5N7	AP536							
			60cm		AP5P7	AP546	AP675						
			75cm		AP5Q7	AP556							

## 丸針 TAPER POINT








針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
 P-11mm 両端	1本×30袋	青	60cm			AP576				
			75cm			AP586				
	4本×10袋	青	60cm		AP617S					
 P-13mm	1本×30袋	青	75cm			AP036	AP035			
 P-13mm 両端	1本×30袋	青	45cm		AP5X7	AP596 AP596T★	AP505			
			60cm			AP606	AP515 AP515T★			
			75cm			AP616 AP616T★	AP525	AP504		
			90cm				AP535 AP535T★	AP514		
	4本×10袋	青	45cm		AP637S					
			60cm				AP515S			
			75cm			AP616S	AP525S			
			90cm				AP535S			
 P-17mm	1本×30袋	青	75cm					AP024		
 P-17mm 両端	1本×30袋	青	60cm			AP545	AP524	AP503		
			75cm						AP513	
			90cm				AP565	AP544	AP523	
 P-22mm 両端	1本×30袋	青	75cm					AP774		
<b>R 強弯 1/2 Circle</b>										
 R-6mm 両端	1本×30袋	青	60cm			AR5B7				
 R-7mm 両端	1本×30袋	青	45cm			AR5D7				
 R-9mm	1本×30袋	青	45cm				AR005			
 R-9mm 両端	1本×30袋	青	60cm			AR5L7				
			75cm				AR616			
 R-10mm 両端	1本×30袋	青	75cm				AR766			

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。 ★…反射防止用特殊針

丸針 TAPER POINT

針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.							
				7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	
R-11mm  両端	1本×30袋	青	60cm	AR5T7							
R-13mm 	1本×30袋	青	90cm			AR065					
R-13mm  両端	1本×30袋	青	45cm		AR506						
			60cm		AR516	AR515	AR604				
			75cm		AR526	AR525					
			90cm			AR955	AR774				
R-17mm 	1本×30袋	青	75cm			AR035	AR014	AR003			
R-17mm  両端	1本×30袋	青	45cm			AR535	AR504				
			60cm			AR545					
			75cm					AR524	AR673		
			90cm				AR565	AR534 AR534T★	AR503	AR552	
	4本×10袋	青	75cm			AR555S	AR524S				
			90cm				AR534S				
	R-20mm  両端	1本×30袋	青	75cm				AR634			
	R-22mm  両端	1本×30袋	青	60cm					AR513		
75cm						AR585	AR554	AR523			
90cm							AR564	AR533	AR722		
120cm							AR684				
4本×10袋		青	75cm				AR554S				
90cm						AR564S					
R-26mm 	1本×30袋	青	75cm				AR044	AR033	AR032	AR001	
R-26mm  両端	1本×30袋	青	75cm			AR635	AR574	AR543			
			90cm				AR584	AR553	AR512		
			120cm				AR594	AR563	AR522		
	4本×10袋	青	90cm				AR584S	AR553S			







■ 丸針 TAPER POINT

針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号
 R-36mm	1本×30袋	青	75cm					AR042	AR011	AR000
 R-36mm 両端	1本×30袋	青	90cm				AR583	AR542		
 R-40mm	1本×30袋	青	75cm					AR052		AR010
 R-70mm 両端	1本×30袋	青	75cm							AR510
<b>SC 強々弯 5/8 Circle</b>										
 SC-40mm 両端 オーバーラッピング 左室形成用	4本×10袋	青	75cm					ASC-OL		
<b>F 直針 Straight</b>										
 F-45mm	1本×30袋	青	35cm					AF013		
<b>SSD 弱々弯 1/8 Circle</b>										
 SSD-30mm 両端	1本×30袋	青	90cm			ASSD504	ASSD503			

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。 ★…反射防止用特殊針

シャープエッジ SHARP EDGE












針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
<b>S 弱弯 3/8 Circle</b>										
S-13mm  両端	1本×30袋	青	75cm			AS515				
S-17mm  両端	1本×30袋	青	90cm				AS504	AS503		
<b>T 強弯 1/2 Circle</b>										
T-17mm  両端	1本×30袋	青	90cm			AT505	AT504	AT503	AT502	
T-26mm  両端	1本×30袋	青	90cm				AT514	AT513	AT512	
	4本×10袋	青	75cm					AT583S		
T-36mm  両端	1本×30袋	青	75cm							AT011
<b>FL 直針 Straight</b>										
FL-60mm 	1本×30袋	青	75cm							AFL002

ASFLEX アスフレックス

角針 REVERSE CUTTING










針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
<b>B 弱弯 3/8 Circle</b>										
B-8mm 	1本×30袋	青	45cm	AB007						
B-11mm 	1本×30袋	青	45cm	AB027	AB026					
B-13mm 	1本×30袋	青	45cm		AB046	AB035	AB024			
B-17mm 	1本×30袋	青	75cm			AB055	AB044			
B-19mm 	1本×30袋	青	45cm			AB095	AB104	AB093		
B-25mm 	1本×30袋	青	75cm					AB053	AB022	
B-30mm 	1本×30袋	青	75cm					AB063		
B-36mm 	1本×30袋	青	75cm							AB062
<b>A 強弯 1/2 Circle</b>										
A-12mm 	1本×30袋	青	45cm			AA025	AA014			

★…反射防止用特殊針 ※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。

## 丸針 TAPER POINT



## 症例別セット

針サイズ	入数	色	糸長	付属品	糸の太さ U.S.P.				主な適応症例
					6-0	5-0	4-0	3-0	
<b>P 弱弯 3/8 Circle</b>									
 P-17mm 両端	4本×10袋	青	75cm	フェルトプレジェット 4×7×1.8mm			A-SET001		大動脈 送脱血
<b>R 強弯 1/2 Circle</b>									
 R-9mm 両端	4本×10袋	青	75cm	EPTFEプレジェット 1.5×3×0.4mm	A-SET002				小児
 R-13mm 両端	4本×10袋	青	75cm	EPTFEプレジェット 2×4×1.0mm		A-SET003			小児
 R-17mm 両端	4本×10袋	青	90cm	フェルトプレジェット 5×8×1.8mm			A-SET004		大動脈 送脱血
 R-22mm 両端	4本×10袋	青	75cm	フェルトプレジェット 4×7×1.8mm			A-SET005		大動脈 送脱血
			90cm	フェルトプレジェット 7×10×1.8mm			A-SET006		
 R-26mm 両端	4本×10袋	青	90cm	フェルトプレジェット 7×10×1.8mm				A-SET007	大動脈 送脱血
<b>SC 強々弯 5/8 Circle</b>									
 SC-40mm 両端	4本×10袋	青	75cm	フェルトプレジェット 6×12×1.8mm×2個				A-SET009	オーバーラッピング 左室形成

## シャープエッジ SHARP EDGE



## 症例別セット

針サイズ	入数	色	糸長	付属品	糸の太さ U.S.P.				主な適応症例
					6-0	5-0	4-0	3-0	
<b>T 強弯 1/2 Circle</b>									
 T-20mm 両端	4本×10袋	青	90cm	フェルトプレジェット 5×8×1.8mm			A-SET010		大動脈 送脱血

# ASFLEX LEVEL FREE NEEDLE


ポリビニリデンフルオライド 合成非吸収性縫合糸

承認番号: 21300BZZ00389000



販売名: PVDF縫合糸-K

糸の太さは変えず、より糸の太みに近い針を結合。  
段差が小さくフラットなかしめ部を実現しました。

## ■ 段差比較データ




糸径に対する針径の割合





## ■ 液体漏れ検証データ

5-0 小児用



4-0 成人用



### 漏れ実験方法

樹脂シート (厚さ 0.3 mm) に針を貫通させ、糸を通した状態のものを用意。上記シートで液体の入った試験管に蓋をして一定圧力をかけ、一定時間当たりに漏れた液量を測定。



レベルフリー LEVEL FREE NEEDLE

針サイズ	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.						
				7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0
<b>PLF 弱弯 3/8 Circle</b>										
PLF-8mm  両端	1本×30袋	青	60cm		APLF716					
PLF-9mm  両端	4本×10袋	青	60cm		APLF875S					
PLF-11mm  両端	1本×30袋	青	75cm		APLF526					
	4本×10袋	青	75cm		APLF526S	APLF705S				
PLF-13mm  両端	1本×30袋	青	45cm		APLF505					
			60cm		APLF525					
			75cm		APLF504					
4本×10袋	青	75cm		APLF515S						
<b>RLF 強弯 1/2 Circle</b>										
RLF-9mm  両端	1本×30袋	青	75cm		ARLF506					
RLF-17mm  両端	1本×30袋	青	90cm					ARLF503		
RLF-22mm  両端	4本×10袋	青	90cm				ARLF564S	ARLF533S		