

MICROSURGERY SUTURE

マイクロサージャリー用針付縫合糸

ナイロン

販売名：ナイロン縫合糸-KK
高度管理医療機器 クラスⅢ
認証番号：229AFBZX00015000

アスフレックス

販売名：PVDF 縫合糸-K
高度管理医療機器 クラスⅢ
承認番号：21300BZZ00389000



丸針 TAPER POINT



針サイズ	針径	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.				
					12-0	11-0	10-0	9-0	8-0
D 弱弯 3/8 Circle									
DM-2mm	50μm	1本×12袋	黒	8cm	NDM03X				
DM-2.5mm	50μm	1本×12袋	黒	7cm	NDM00X-7				
				15cm	NDM00X				
DM-3mm	50μm	1本×12袋	黒	15cm	NDM01X				
DL-2.5mm	65μm	1本×12袋	黒	7cm		NDL01W-7			
DL-3mm	65μm	1本×12袋	黒	7cm		NDL00W-7			
				15cm		NDL00W			
DU-2.5mm	80μm	1本×12袋	黒	8cm		NDU03W			
DU-3mm	80μm	1本×12袋	黒	5cm		NDU50W-5			
				6cm			NDU00V-6		
DU-3mm	80μm	1本×12袋	黒	15cm		NDU00W	NDU00V		
DU-3mm	80μm	1本×12袋	黒	25cm		NDU50W	NDU50V		
DU-4mm	80μm	1本×12袋	黒	15cm		NDU01W	NDU01V		
DU-4mm	80μm	1本×12袋	黒	25cm			NDU51V		
DW-4mm	100μm	1本×12袋	黒	7cm			NDW51V-7		
				15cm			NDW01V	NDW019	
DY-3mm	120μm	1本×12袋	黒	15cm			NDY00V		
DY-4mm	120μm	1本×12袋	黒	8cm				NDY019-8	
				15cm			NDY01V	NDY019	
				25cm			NDY01V-25	NDY019-25	
DO-4mm	150μm	1本×12袋	黒	8cm					NDO008-8
				15cm				NDO009	NDO008
				25cm			NDO00V-25	NDO009-25	NDO008-25
C 強弯 1/2 Circle									
CU-3mm	80μm	1本×12袋	黒	15cm		NCU00W			
CU-4mm	80μm	1本×12袋	黒	15cm			NCU01V		
CY-3mm	120μm	1本×12袋	黒	15cm				NCY009	

MICROSURGERY SUTURE マイクロサージャリー用針付縫合糸

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。

丸針 TAPER POINT

針サイズ	針径	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.				
					12-0	11-0	10-0	9-0	8-0
C 強弯 1/2 Circle									
CY-4mm 	120 μm	1本×12袋	黒	15cm		NCY01W	NCY01V		
CY-4mm  両端	120 μm	1本×12袋	黒	25cm			NCY51V		
CO-4mm 	150 μm	1本×12袋	黒	15cm				NCO009	
				25cm				NCO009-25	

シャープエッジ SHARP EDGE 

針サイズ	針径	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.				
					12-0	11-0	10-0	9-0	8-0
S 弱弯 3/8 Circle									
SU-4mm 	80 μm	1本×12袋	黒	15cm			NSU00V		
SY-4mm 	120 μm	1本×12袋	黒	15cm			NSY00V	NSY009	NSY008
SY-5mm 	120 μm	1本×12袋	黒	25cm				NSY019-25	
SO-5mm 	150 μm	1本×12袋	黒	15cm					NSO018

丸針 TAPER POINT 

肝動脈用

針サイズ	針径	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.				
					12-0	11-0	10-0	9-0	8-0
D 弱弯 3/8 Circle									
DW-5mm  両端	100 μm	5本×12袋	黒	4cm			NDWKAV		
DY-5mm  両端	120 μm	5本×12袋	黒	4cm				NDYKA9	
DO-5mm  両端	150 μm	5本×12袋	黒	4cm					NDOKA8

※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。

丸針 TAPER POINT



ASFLEX

針サイズ	針径	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.				
					12-0	11-0	10-0	9-0	8-0
D 弱弯 3/8 Circle									
DU-3mm	80 μm	1本×12袋	青	15cm			ADU00V		
DU-4mm	80 μm	1本×12袋	青	15cm			ADU01V		
DW-4mm	100 μm	1本×12袋	青	15cm			ADW00V	ADW009	
DY-3mm	120 μm	1本×12袋	青	15cm			ADY05V	ADY029	
DY-4mm	120 μm	1本×12袋	青	15cm			ADY02V	ADY019	
				25cm			ADY00V	ADY009	
DO-4mm	150 μm	1本×12袋	青	15cm			ADO02V	ADO039	ADO018
				25cm			ADO01V	ADO029	ADO008
C 強弯 1/2 Circle									
CU-3mm	80 μm	1本×12袋	青	15cm			ACU02V		
CU-4mm	80 μm	1本×12袋	青	15cm			ACU00V		
CY-3mm	120 μm	1本×12袋	青	15cm			ACY01V	ACY019	
CY-4mm	120 μm	1本×12袋	青	15cm			ACY00V	ACY009	
				25cm			ACY02V		
CO-4mm	150 μm	1本×12袋	青	15cm			ACO01V	ACO019	
				25cm			ACO00V	ACO009	ACO008

MICROSURGERY SUTURE マイクロサージャリー用針付縫合糸

丸針 TAPER POINT

未滅菌 マイクロサージャリートレーニング用未滅菌練習セット

針サイズ	針径	入数	色	糸長	糸の太さ U.S.P.				
					12-0	11-0	10-0	9-0	8-0
D 弱弯 3/8 Circle									
DM-2.5mm	50 μm	6本/ 1ケース	黒	15cm	NTDM00XS6				
DM-3mm	50 μm	6本/ 1ケース	黒	15cm	NTDM01XS6				
DU-3mm	80 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm		NTDU00W	NTDU00V		
DU-4mm	80 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm			NTDU01V		
DY-3mm	120 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm			NTDY00V	NTDY009	
DY-4mm	120 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm			NTDY01V	NTDY019	
DO-4mm	150 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm			NTDO00V	NTDO009	NTDO008
C 強弯 1/2 Circle									
CU-4mm	80 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm		NTCU01W	NTCU01V		
CY-3mm	120 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm			NTCY00V		
CY-4mm	120 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm			NTCY01V	NTCY019	
CO-4mm	150 μm	10本/ 1ケース	黒	15cm				NTCO009	NTCO008