

血管結紮用テロンテープ

TETRON TAPE

テロンテープ

外科用テープ

医療機器届出番号：12B1X00005000017

医療機器届出番号：12B1X00005000018 クラス1

販売名：血管結紮用テロンテープ(滅菌済)

販売名：血管結紮用テロンテープ

針付テロンテープ

高度管理医療機器 クラスⅢ

承認番号：16200BZZ01677000

販売名：針付テロンテープ





従来、血管結紮においては、鉗子を使用していたため、血管壁の損傷などが多くみられました。そこで開発されたのがこのテープです。このテープの使用により、損傷が少なくなるばかりでなく、テープの色別により、断端の結紮が容易に行えるようになりました。

色の種類(5色)	ピンク、青、緑、黄、白
テープの巾(4種類)	2mm、3mm、4mm、5mm

□ 針付テトロンテープ

■ 鈍針 BLUNT POINT

針サイズ size	テープの巾 width	糸長 length	入数 quantity	色 col.	規格番号 No.	主な適応症例
G 強弯 1/2 Circle						
 G-40mm (マクドナルド用)	3mm	50cm	1本×20袋	白	XG003	子宮頸部結紮用
H 弱弯 3/8 Circle						
 H-45mm (シロッカー用)	3mm	50cm	1本×20袋	白	XH003	子宮頸部結紮用

未滅菌 NOT STERILIZED

テープの長さ	入数	色	テープの巾			
			2mm	3mm	4mm	5mm
5m	1巻×1袋	ピンク	2TR05	3TR05	4TR05	5TR05
		青	2TB05	3TB05	4TB05	5TB05
		緑	2TG05	3TG05	4TG05	5TG05
		黄	2TY05	3TY05	4TY05	5TY05
		白	2TW05	3TW05	4TW05	5TW05
10m	1巻×1袋	ピンク	2TR10	3TR10	4TR10	5TR10
		青	2TB10	3TB10	4TB10	5TB10
		緑	2TG10	3TG10	4TG10	5TG10
		黄	2TY10	3TY10	4TY10	5TY10
		白	2TW10	3TW10	4TW10	5TW10
25m	1巻×1袋	ピンク	2TR25	3TR25	4TR25	5TR25
		青	2TB25	3TB25	4TB25	5TB25
		緑	2TG25	3TG25	4TG25	5TG25
		黄	2TY25	3TY25	4TY25	5TY25
		白	2TW25	3TW25	4TW25	5TW25

入数は最小出荷単位となります。 ※上記規格品以外は、担当者へお問い合わせ下さい。

滅菌済 STERILIZED

テープの長さ	入数	色	テープの巾			
			2mm	3mm	4mm	5mm
40cm	1本/袋×10袋	ピンク	2T40R	3T40R	4T40R	5T40R
		青	2T40B	3T40B	4T40B	5T40B
		緑	2T40G	3T40G	4T40G	5T40G
		黄	2T40Y	3T40Y	4T40Y	5T40Y
		白	2T40W	3T40W	4T40W	5T40W
45cm	1本/袋×10袋	ピンク	2T45R	3T45R	4T45R	5T45R
		青	2T45B	3T45B	4T45B	5T45B
		緑	2T45G	3T45G	4T45G	5T45G
		黄	2T45Y	3T45Y	4T45Y	5T45Y
		白	2T45W	3T45W	4T45W	5T45W
50cm	1本/袋×10袋	ピンク	2T50R	3T50R	4T50R	5T50R
		青	2T50B	3T50B	4T50B	5T50B
		緑	2T50G	3T50G	4T50G	5T50G
		黄	2T50Y	3T50Y	4T50Y	5T50Y
		白	2T50W	3T50W	4T50W	5T50W
60cm	1本/袋×10袋	ピンク	2T60R	3T60R	4T60R	5T60R
		青	2T60B	3T60B	4T60B	5T60B
		緑	2T60G	3T60G	4T60G	5T60G
		黄	2T60Y	3T60Y	4T60Y	5T60Y
		白	2T60W	3T60W	4T60W	5T60W

滅菌済 STERILIZED

テープの長さ	入数	色	テープの中			
			2mm	3mm	4mm	5mm
65cm	1本/袋×10袋/パック	ピンク	2T65R	3T65R	4T65R	5T65R
		青	2T65B	3T65B	4T65B	5T65B
		緑	2T65G	3T65G	4T65G	5T65G
		黄	2T65Y	3T65Y	4T65Y	5T65Y
		白	2T65W	3T65W	4T65W	5T65W
70cm	1本/袋×10袋/パック	ピンク	2T70R	3T70R	4T70R	5T70R
		青	2T70B	3T70B	4T70B	5T70B
		緑	2T70G	3T70G	4T70G	5T70G
		黄	2T70Y	3T70Y	4T70Y	5T70Y
		白	2T70W	3T70W	4T70W	5T70W

リリアンテープ LILIAN TAPE

テープの長さ	入数	色	巾	1本入	2本入	3本入
30cm	50袋/箱	白	1mm	1L30	2L30	3L30
60cm	50袋/箱	白	1mm	1L60	2L60	3L60
90cm	50袋/箱	白	1mm	1L90	2L90	3L90